

桑德斯[®] PV
生命科学膜片
仅用于钝化

www.cranecpe.com

为不锈钢系统钝化而开发的膜片

带有卡口附件的单独使用弹性体膜片，在钝化过程中可代替 PTFE 膜片

这种新型膜片的独特设计有以下优点：

- ① 与单独使用 PTFE 膜片相比，能够降低成本。
- ② 100% 可与桑德斯生命科学 PTFE 膜片系列互换
- ③ 清晰可见的标签降低了膜片未被更换的风险



由符合 FDA 和 ASME BPE 标准、
通过 USP VI 级 <87> <88> 和
ADCF 认证、批号可追溯的 EPM
弹性体制造

桑德斯® PV 级 钝化膜片

产品特征

对于在新安装的设备钝化之后,在管道改造后进行钝化或由于制造过程中嵌入的游离铁或碎屑造成的潜在污染而进行补救的情况下更换膜片和密封件的终端用户而言,这是一款理想的产品。

与单独使用 PTFE 膜片相比,能够降低成本

清晰可见的标签降低了钝化后膜片未被更换的风险

由 425 级 EPM 制造 — 均符合 FDA 标准、通过 USP VI 级 <87> <88> 认证

适用于柠檬酸和基于 EDTA 的钝化剂以及典型的钝化后清洁和冲洗溶液的材料



典型应用

调试时钝化

膜片材料

乙烯丙烯,共聚物有机过氧化物固化 (425 级)
目录代码 PV

温度范围

-40°C 至 140°C / -40°F 至 284°F

尺寸范围

可用尺寸 DN15 至 DN150 (0.5" 至 6")

合规性和可追溯性

- 完全符合 FDA 标准 CFR 第 21 节第 177.2600 段
- 根据 USP VI 级 <87> 和 <88> 节体内和体外生物反应性测试进行测试和认证
- 完全可追溯到制造批次,以帮助验证并最大程度地提高产品完整性
- 通过 ADCF (无动物来源化合物) 认证

有关更多技术信息和化学兼容性,请联系桑德斯或您当地的供应商

北京分公司
北京市 建国门外大街 甲6号
SK大厦 1103室
电话:010-6563 9000
传真:010-6563 0676
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

上海分公司
上海市 淮海中路 1045号
淮海国际广场 33楼
电话:021-6127 3000
传真:021-6473 3688
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

桑德斯®总部
Grange Road
Cwmbran, Gwent NP44 3XX
United Kingdom
电话:+44 1633 486705
www.cranecpe.com

克瑞化工医药和能源, 桑德斯®

克瑞公司及其子公司对目录、手册、其他印刷材料或网站信息中可能存在的错误不承担任何责任。克瑞公司保留对其产品,包括已订购的产品进行修改的权利,恕不另行通知,前提是进行这种修改无需改动已经达成共识的规格参数。本资料中的所有商标均为克瑞公司或其子公司的财产。克瑞和克瑞品牌徽标(按字母顺序排列)(ALOYCO®、CENTER LINE®、COMPAC-NOZ®、CRANE®、DEPA®、DUO-CHEK®、ELRO®、FLOWSEAL®、JENKINS®、KROMBACH®、NOZ-CHEK®、PACIFIC VALVES®、RESISTOFLEX®、REVO®、SAUNDERS®、STOCKHAM®、TRIANGLE®、UNI-CHEK®、WTA® 和 XOMOX®)是克瑞公司的注册商标。保留所有权利。